

Vysoce alkalický, tekutý jednoúčelový prostředek

Vlastnosti :

- Chemicko-termální desinfekční prostředek v kombinaci s SEPT PES KONZ**, (10 min. při teplotě 60°C, ředění v poměru 1:4) zapsaná v desinfekčním seznamu Association of Applied Hygiene (VAH)
- V kombinaci s SEPT PES KONZ** (10 min. při teplotě 60°C, ředění v poměru 1:5) předložen k registraci podle § 18 IfSG na German Robert-Koch-Institut (rozsah A+B)
- vysoký prací účinek při nízkém dávkování
- Ideální pro nepříznivé vlastnosti vody (tvrdost, těžké kovy)
- Regulátor pěnivosti, bez fosfátů
- Účinná při teplotách od 30°C – 90°C

Aplikace :

Ozerna BME je vysoce alkalický jednoúčelový prací prostředek s optickými zjasňovači. Díky speciální kombinaci tenzidů zajišťuje vysokou účinnost při rozpouštění nečistot a velmi dobrá účinnost při odstraňování tuků.

Doporučené dávkování: (ml / kg prádla)

Tvrdost vody * rozsah tvrdosti	Předpírka	Pouze hlavní praní	Hlavní praní
0 – 8,4 Měkká	6	4	8
8,4 – 14 Střední	6	4	8
Větší než 14 Tvrdá	8	6	10

*Stupeň tvrdosti nebo tvrdost vody ve stupních německé tvrdosti je možné získat ze svých vodáren.

V kombinaci se SEPT PES KONZ** jako chemicko-termální desinfekční prostředek při 60°C – 4ml/l Ozerna BME a 2ml/l Ozerna BME a 2ml/l SEPT PES KONZ** nechte působit po dobu 10 minut.

Technické údaje :

Hustota 20 °C	1.24 g/ml
Hodnota pH (1%)	12,2 – 13,2

Poznámka : skladování

Skladujte v suchu a chráněno proti mrazu. Po částečném použití obal opět těsně uzavřete. Pokud je produkt uzavřen v originálním balení může být skladován nejméně po dobu 24 měsíců.

Dávkování produktu závisí na míře znečištění a hodnotě tvrdosti vody. **Používejte biocidy obezřetně.